


ASTA PORTA FLEBO MR SAFE

Distribuito da: S.L.T. S.r.l.,
Via Torino 30, 20063 – Cernusco S/N (MI)

APF 001	Asta porta flebo MR Safe
Destinazione d'uso	
L'asta porta flebo APF 001 è progettata per il sostegno di sacche, utilizzate per infusione o per la raccolta di liquidi, destinate al paziente all'interno della zona ad accesso controllato degli ambienti di risonanza magnetica. L'utilizzo esclusivo di materiali non metallici, non magnetici e non conduttivi la rende adatta a qualsiasi impianto di risonanza magnetica. Il dispositivo è destinato all'utilizzo da parte di personale specificamente addestrato per operare in ambienti RM.	
Caratteristiche principali	
Struttura interamente realizzata in PVC, 4 ruote piroettanti in materiale sintetico (2 con blocco totale), 4 ganci per le sacche.	
Immagine prodotto	
	
Riferimenti Fabbricante	
Paese di produzione	Italia
Classificazione MDR 745/2017	Classe I
Codice UDI-DI di base	8053307711119U
Materiali Principali	
Struttura	PVC
Ganci	PA
Perno di collegamento ganci-struttura	POM-C
Ruote	Polipropilene, gomma termoplastica, altri materiali plastici
Caratteristiche Tecniche	
Dimensioni (L x P x H)	540 mm x 540 mm x 1854 mm
Interasse ruote	487 mm
Portata max per gancio	2 kg
Peso	5 kg
Marcatura MR	MR SAFE