

FERRALERT® TARGET SCANNER™

L'unico vero sistema di rilevamento ferromagnetico portatile (FMDS)

- Conforme ai requisiti MR Safety di ACR, TJC, VA e FGI
- Adatto per l'uso con pazienti su barelle metalliche, sedie a rotelle e tavoli staccabili
- Affidabile
- Migliaia di unità già in uso
- Completa l'intera linea di prodotti FerrAlert™
- Altamente raccomandato da molti prestigiosi istituti sanitari
- Tecnologia protetta da più brevetti
- Nessuna installazione richiesta; può essere utilizzato in altri dipartimenti prima dell'arrivo nell'area RM
- Alimentazione a batteria



SPECIFICHE FerrAlert Target Scanner Eagle:

- ✚ Indicatori di allarme visivo: 18 LED rossi – di cui 16 in 2 file di 8 led, su ciascun lato. Il numero di led di allarme per fila illuminati aumenta con la forza del segnale ferromagnetico.
- ✚ Indicatore di allarme acustico: la frequenza aumenta con la forza del segnale ferromagnetico.
- ✚ Dimensioni: 38.1 x 8.9 x 5.8 cm.
- ✚ Peso: 0.88 kg solo il rilevatore.
- ✚ ALIMENTAZIONE: Batterie ricaricabili a 9V NiMH.
- ✚ La durata della batteria varia in base al tipo di batteria, al produttore e all'uso (in genere 60 minuti di tempo di scansione effettivo con batterie NiMH).
- ✚ Caricabatterie esterno: per batterie 9V, 220 VAC.

Distributore esclusivo per l'Italia:

S.L.T. s.r.l. Via Torino, 30 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Tel. (+39) 02.48464064
www.sltsrl.com commerciale@sltsrl.com





Distributore esclusivo per l'Italia:

S.L.T. s.r.l. Via Torino, 30 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Tel. (+39) 02.48464064

www.sltsrl.com commerciale@sltsrl.com